

Provtagningsinstruktion för *Dermatophilus congolensis*

Provtagningsinstruktion för *Dermatophilus congolensis*

För analys krävs en större mängd krustor (1-2 msk) från affekterat område. Badda först med sprit på ovansidan av krustorna och låt det dunsta. Därefter tas rikligt med krustor och förs över till ett rent rör. Till röret tillsätts någon enstaka droppe koksaltlösning, eftersom bakterierna behöver lite fukt under transport till laboratoriet. För mycket fukt kan resultera i att mögel växer över vid odling. Röret försluts väl.

Har man en bredare frågeställning vid hudproblem behövs det olika provmaterial. Se nedan.

- **Streptotrikos:** 1-2 msk krustor skickas i ett rör tillsammans med **en droppe** koksaltlösning. Obs! Skicka tillräckligt mycket material. För lite material, för torrt eller för blött prov är faktorer som ökar risken för ett falskt negativt provsvar.
- **Dermatofyter** (ringorm) häst:Krustor, hår och hudflagor från utkanten av hudförändringen skickas torrt i aluminiumfolie eller kuvert. Obs! Skicka tillräckligt mycket material.
- **Bakteriologisk undersökning :** Använd E-svabb eller provtagningspinne avsedd för bakteriologisk odling (med eller utan kol). Ta provet under en krusta efter sprittvätt enligt ovan.
- **Jästsvamp** är ytterligare en frågeställning hos hästar med långvariga hudproblem. Jästsvamp kan växa ut från alla tre provmaterial beskrivna ovan, så ytterligare prov behövs inte. Ange på remissen att analys för jästsvamp önskas.